

Sie wollen schnell und effektiv auf dynamische Arbeitsprozesse reagieren können? Flexibilität ist Ihnen wichtig – auch bei der Lagerung von Gefahrstoffen? asecos bietet Ihnen ab sofort die Lösung:

Der neue unterfahrbare Schranksockel macht den Transport und das Umplatieren eines Sicherheitsschranks einfach möglich. Dynamische Arbeitsprozesse und wechselnde Raumnutzungen sind kein Problem mehr.

Die Besonderheiten:

600, 900 und 1.200 mm breite Schränke lassen sich mit dem neuen asecos Schranksockel ausstatten und können bei Bedarf, z. B. mit einem Hubwagen, umplatziert werden. Für maximale Flexibilität und Robustheit werden drei 100 mm hohe Stahlkufen (Materialstärke = 4 mm) sicher und dauerhaft mit dem Gefahrstoffschrank verbunden. Eine steckbare Blende verbirgt den Sockel bei Nichtbenutzung. Die unterfahrbaren Sockel beeinflussen die Typenklassifizierung der Sicherheitsschränke nicht. Ihr Sicherheitsschrank bietet noch immer den gleichen Schutz – ist jedoch viel flexibler in der Aufstellung. Eine entsprechende Dokumentation kann angefordert werden.

Ihre Vorteile:

- Flexible Schrankaufstellung, einfache Umplatzierung
- Passend für alle gängigen Schrankgrößen
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Zugelassen für Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
- Sockel auch nachrüstbar für bereits vorhandene asecos Schränke
- Umpositionierungen können selbstständig vorgenommen werden (unter Beachtung und Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung und dem Transport von Gefahrstoffen, innerbetrieblicher Regelung und Gefährdungsbeurteilung sowie Hinweise des Herstellers bezüglich Transport-sicherheit des Schrankes)



Sicher gelagert und entlüftet:
Sicherheitsschrank mit unterfahrbarem Sockel und Umluftfilteraufsatz.

Unterfahrbarer Sockel - einfaches, unkompliziertes (Um-)Positionieren von Sicherheitsschränken





Transportable cabinet base for maximum flexibility

Do you want to be able to react to dynamic work processes fast and effectively? Is flexibility important to you – also when storing hazardous materials? asecos has the solution:

The new cabinet base, which can be lifted and then moved, makes it easy to relocate a safety storage cabinet. Dynamic work processes and flexible use of space are no longer a problem.

Special features:

Cabinets 600, 900 and 1200 mm wide can be fitted with the new asecos base and can then be moved when necessary, for example with a lifting truck.

For maximum flexibility and rigidity, three 100 mm high steel skids (material thickness = 4 mm) are securely and permanently fixed to the hazardous material cabinet. A push-on facing panel hides the base when the cupboard is stationary. The base does not affect the type classification of the safety storage cabinet - your cabinet continues to offer the same protection – but it is much more flexible in use. Corresponding documentation can be supplied.

Advantages:

- Flexible positioning, easy to move
- Suitable for all usual cabinet sizes
- Rigid, high-quality design
- Approved for safety storage cabinets acc. to EN 14470-1
- The base can also be retrofitted to existing asecos cabinets
- The cabinet can be repositioned by the user without the need for outside assistance (the regulations for storage and transport of hazardous materials, internal rules and regulations and the risk assessment must be taken into consideration and fulfilled, also the manufacturer's instructions with regard to the safe transport of the cabinet)



*Safely stored and ventilated:
Safety storage cabinet with transportable base and recirculating air filter add-on.*

Transportable base - simple, fast (re)positioning of safety storage cabinets



closed cover plate



open cover plate



easy in-plant transport with a lifting truck