



Veilige opslag van chemicaliën (zouten, kleurstoffen, gif, schadelijke stoffen etc) in een enkelwandige metalen kast.

Kast.

Robuuste metalen kast, afgewerkt met een epoxy coating kleur grijs (RAL 7035).

Draaideuren, afsluitbaar met cilinderslot.

Afmetingen B x D x H: uitwendig ca. 950 x 500 x 1950 mm.

Gewicht kast: ca. 76 kg.

Ventilatie.

Natuurlijke ventilatie d.m.v. roosters in de deuren en in het plafond van de kast.

Lekopvangbakken.

Per 25 mm in hoogte verstelbare, vloeistofdicht gelaste opvanglegborden.

Opvangcapaciteit per opvanglegbord ca. 20 liter.

Belastbaar tot 75 kg (verdeelde belasting).

Vloeistofdichte bodemopvangbak, inhoud ca. 40 liter.

Afwerking epoxy coating in de kleur grijs (RAL 7035).


Bestelnummer 11-1334

Chemicaliënkast CU.195.95-F, in de kleur grijs (RAL 7035).

Inclusief: 3 opvanglegborden, 1 bodemopvangbak.

NU € 555,-


Levering franco (DDP) in Nederland (exclusief Waddeneilanden), België en Luxemburg.



detailfoto:
vergrendeling d.m.v. cilinderslot in deurgreep



detailfoto:
solide ophanging en vergrendeling van opvanglegborden



detailfoto:
ventilatie-rooster in deur



detailfoto:
vloeistofdichte legborden en bodemopvangbak

