

Gefahrstoffarbeitsplatz-Sonderausführung Chromatografie

Zum sicheren Umfüllen von Gefahrstoffen von Groß- in Kleingebinde

Branche: diverse
 Modell/Kapazität: GAP.125.15.7 mit VFB.80.11.7-T



Einsatzbereiche:

- >>> In der Industrie zum Abfüllen von Lacken, brennbaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, etc.
- >>> In Schulen für chem. Experimente etc.
- >>> Für das häufige Abfüllen von Flüssigkeiten aus Großgebinden

Besonderheiten:

- >>> Speziell entwickelte Zapfpistolen zum sicheren und direkten Abfüllen
- >>> Gefahrstoffe werden sicher in den Schläuchen (Edelstahl und PTFE) über den Medienkanal (eloxiertes Aluminium) transportiert
- >>> Hochwertige Schnellverschlüsse (KALREZ, Edelstahl und PTFE) zur Verbindung von Gefahrstoffbehältern und Zapfpistolenschläuchen
- >>> Gezieltes Ausblasen von Reinluftschleimern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand zum Schutz vor Dämpfen - kein behinderndes Fenster
- >>> Permanente Abluftüberwachung
- >>> Leicht umlegbare Prallwand zur einfachen Reinigung des Innenbereichs
- >>> Arbeitsflächen optional aus melaminharzbeschichteter Spezialwerkstoffplatte, Edelstahl 1.4301 oder technischer Keramik
- >>> Seitenscheiben optional transparent oder aus melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- >>> Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion mit eloxierter Oberfläche
- >>> Typ 90-Unterbauschränk
- >>> Zusammenlagerung mehrerer Gefahrstoffe bzw. Gefahrstoffbehälter in dem Unterbauschränk

Diese Bilddaten sind zur externen Nutzung der asecos GmbH und ihrer Gesellschaften bestimmt. Die Bildnutzungs- und Referenzfreigaben sind vorhanden. Presstext: NEIN

Urheberrechte: Die in diesem Referenzblatt veröffentlichten Bilddaten sind Eigentum der asecos® GmbH und urheberrechtlich geschützt i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz; die Nutzung, Weitergabe und Veränderung des Bildmaterials ist ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers untersagt.

asecos GmbH
 Sicherheit und Umweltschutz
 Weierfeld Siedlung 16-18
 D-63584 Gründau

Tel: +49 6051 9220-0
 Fax: +49 6051 9220-10
 E-Mail: info@asecos.com
 Internet: www.asecos.com