

Zertifizierte Sicherheit in Universitätslaboren

Die weltberühmte Cambridge Universität verlässt sich auf maßgeschneiderte Schränke von asecos

Branche: Universitäten
Modell/Kapazität: Typ 90 Unterbauschränke
Einsatzbereich: Whiffen Laboratory, Chemistry department



Ziel:

- >>> Die bestehenden einwändigen Schränke sollen ersetzt werden
- >>> Der vorhandene Raum soll optimal ausgenutzt werden
- >>> Konformität mit BS EN 14470-1 muss gewährleistet sein
- >>> Die Lieferung soll so reibungslos wie möglich ablaufen ohne das Tagesgeschäft im Labor zu stören

Lösung:

- >>> asecos Sicherheitsschränke entsprechend der BS EN 14470-1 Norm wurden eingesetzt
- >>> Die Entscheidung fiel auf Typ 90 Schränke nach dem neuesten Stand der Technik
- >>> Um den vorhandenen Raum perfekt auszunutzen wurden die Maße der Schränke speziell an den verfügbaren Platz angepasst
- >>> Ein bevollmächtigtes Testinstitut führte einen Brandkammertest entsprechend der BS EN 14470-1 Norm durch um die EN-Konformität zu bestätigen

Praxisbericht:

Laborleiter Richard Turner:

"asecos hatte ein gutes Ohr für unsere individuellen Anforderungen und konnte deshalb einen qualitativ hochwertigen, maßgeschneiderten Sicherheitsschrank konstruieren, der eben diesen Anforderungen entspricht. asecos hielt uns stets über den Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden und lieferte fristgemäß und hochprofessionell. Wir sind hochzufrieden, wie man bei asecos mit uns als Kunden umging und auf Grund dieser Erfahrungen steht einer zukünftigen Geschäftsbeziehung wohl nichts im Wege."



Diese Bilddaten sind zur externen Nutzung der asecos GmbH und ihrer Gesellschaften bestimmt. Die Bildnutzungs- und Referenzfreigaben sind vorhanden. Presstext: NEIN

Urheberrechte: Die in diesem Referenzblatt veröffentlichten Bilddaten sind Eigentum der asecos® GmbH und urheberrechtlich geschützt i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz; die Nutzung, Weitergabe und Veränderung des Bildmaterials ist ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers untersagt.

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau

Tel: +49 6051 9220-0
Fax: +49 6051 9220-10
E-Mail: info@asecos.com
Internet: www.asecos.com