

Die neue Generation der Gefahrstoffarbeitsplätze

sicher – individuell - komfortabel

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Es schreibt Ihnen:
Bianca Niederer
Tel. +49 6051 9220-63
Fax +49 6051 9220-727

E-Mail b.niederer@asecos.com
Internet www.asecos.com

Für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten mit Gefahrstoffen, für sicheres Arbeiten mit Chemikalien sind Gefahrstoffarbeitsplätze die beste Lösung. Entscheidend ist dabei, dass gefährliche Dämpfe oder Gase sofort an der Austritts- bzw. Entstehungsstelle erfasst werden, bevor sie zur Gefahr für Gesundheit und Umwelt werden. Diese Anforderungen werden auch durch gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen gestellt.

Individuell zugeschnittene Lösungen

Im Mittelpunkt steht dabei der Gesundheitsschutz und die Vermeidung von kostspieligen Unfällen. Durch neue, bahnbrechende Technologien von asecos werden die Gefahrstoffe schon nahe der Quelle zuverlässig umschlossen und sicher erfasst. Zusätzlich werden im Frontbereich gezielt Luftschleier generiert, die im Arbeitsbereich vorhandene bzw. entstehende Gefahrstoffe sofort nach hinten an die Prallwand transportieren. Dort werden die Gefahrstoffe über Ansaugschlitze an das Abluftsystem weitergeleitet. Auf diese Weise ermöglichen diese neuen Gefahrstoffarbeitsplätze ein sicheres Arbeiten mit Chemikalien. Gesundheitsgefährdende Dämpfe bzw. Gase dringen nicht in den Arbeitsraum und die Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre wird durch diese ausgeklügelte Technik zuverlässig vermieden. Für Arbeiten mit Spritz- und Splittergefahr muss auf Geräte mit Frontschieber zurückgegriffen werden.

Die neuen Gefahrstoffarbeitsplätze von asecos zeichnen sich auch durch eine Vielfalt an Möglichkeiten aus. Verschiedene Größen, Modelle und Ausstattungsvarianten ermöglichen ganz individuelle Lösungen. Unterschiedliche Konstruktionen mit



transparenter oder opaker Rückenwand, mit Seitenscheiben in Acryl- oder Sicherheitsglas oder in geschlossener Variante stehen zur Wahl. Jede gewünschte Medienversorgung - Wasser-, Gas-, Druckluft- oder Reinstmedienversorgung in jeder denkbaren Kombination ist möglich. Arbeitsflächen aus Edelstahl, Keramik oder melaminharzbeschichtet können gewählt werden, oder man entscheidet sich für eine Variante ganz ohne Arbeitsfläche zur Aufstellung auf vorhandene Werkbänke oder Flächen. Es besteht die Möglichkeit von individuellen Einbauten wie Ausgussbecken, Gitterroste und dergleichen. Vielfältiges Zubehör wie Untergestelle für stehende oder sitzende Tätigkeiten oder passende Unterbauschränke zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Säuren oder Laugen steht zur Auswahl.

Wichtige Informationen zu dieser Thematik findet man in der Broschüre "Gefahrstoffarbeitsplätze", die über info@asecos.com kostenlos angefordert werden kann.

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Tel. +49 6051 9220-0
Fax +49 6051 9220-10
E-Mail info@asecos.com
Internet www.asecos.com / www.smokeandtalk.com

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.