



## Uw voordelen:

- **Volledige benutting** inwendige opstelhoogte
- **Eenvoudig** plaatsen en uitnemen van emballage
- **Ideale opslagmogelijkheden** voor 30 liter grootemballage
- **Probleemloze aansluiting** van de opgeslagen emballage **op toe- en afvoerleidingen**
- **Grote opslagcapaciteit** – optimale benutting van het aanwezige opstelvolume



voorwaardelijk

## Wat is nieuw?

Onderbouwkasten voorzien van een bodemschuiflade bieden de gebruiker de mogelijkheid veilig af te tappen direct op de werkplek vanuit een vaatje t/m 30 liter. Hiermee wordt de volledig benutbare inwendige opstelhoogte optimaal gebruikt.

Een schuiflade met een **opvangvolume van 33 liter** achter een kastdeur, is een prima opslagplaats voor grootemballage. De schuiflade is losgekoppeld van de deur en kan daardoor op elk gewenst moment afzonderlijk met de hand bediend worden. Op lichtlopende geleiderails kan de schuiflade volledig uit de kast getrokken worden, zodat eenvoudig plaatsen en uitnemen

van emballage mogelijk wordt. Zware, onhandige emballage kan van bovenaf in de opvangbak geplaatst worden (ter voorkoming van onjuiste rugbelasting).

De geoptimaliseerde benutting van de opstelhoogte maakt het mogelijk **toe- en afvoerleidingen probleemloos aan te sluiten op opgeslagen emballage**. De extra verkregen ruimte vergemakkelijkt het aanbrengen van passende koppelstukken en slangen aan grootemballage. Middels speciale brandwerende leidingdoorvoeren kunnen slangen respectievelijk leidingen van vaten door de kastenwand of -plafond naar buiten gevoerd worden in een gevaarlijke stoffen werkplek of zuurkast.



Door aan bestaande details vast te blijven houden een 30 mm hoge sokkel, voorzien van bokwielletjes blijven bedieningsgemak en veiligheid behouden: maakt de onderbouwkast eenvoudig verplaatsbaar. Verschuiven van de onderbouwkast voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden is geen enkel probleem meer. Ingebouwde vastzetters fixeren de onderbouwkast in elke gewenst positie.

