

Paris/Gründau, le 17 octobre 2011

asecos sarl
Sécurité et protection d'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR- 57070 Metz
www.asecos.fr

PEGASUS, L'ARMOIRE DE SECURITE INTELLIGENTE D'ASECOS, SPECIALISTE EUROPEEN DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION D'ARMOIRES RESISTANTES AU FEU

asecos, leader européen et spécialiste dans la conception et la fabrication d'armoires résistantes au feu dans le secteur de la sécurité civile et industrielle, présente **Pégasus, l'armoire de sécurité au confort ergonomique et aux portes battantes** répondant aux différentes normes de sécurité européennes.

Comment stocker des produits dangereux ?

Les armoires de sécurité constituent la meilleure solution pour le stockage de nombreuses matières dangereuses et inflammables. Il convient toutefois d'être particulièrement attentif lors de l'achat. En effet, il est recommandé d'opter pour des armoires conformes aux normes en vigueur permettant un stockage sécurisé de produits dangereux.

Pegasus, l'armoire de sécurité intelligente

L'armoire de sécurité « Pegasus » d'asecos répond parfaitement aux contraintes techniques et assure une sécurité optimale. Modèle unique et novateur, au concept ergonomique permettant d'économiser 60% du temps de travail, elle se caractérise par un système intelligent et automatique d'ouverture et de fermeture des portes, sans aucun apport de courant électrique, pour une sécurité renforcée.

Confort et sécurité optimale

Facile d'utilisation, l'armoire de sécurité Pegasus se manipule aisément et en toute sécurité lorsque l'on tient un récipient en main.

L'entraînement couplé asynchrone des portes avec guide coulissant innovant (AGT) permet aux deux portes battantes de s'ouvrir consécutivement et en un tour de main. Pour un plus grand confort, « entraînement couplé asynchrone » des portes réduit tout effort physique de manipulation des produits dangereux. Leur rangement est simplifié et sécurisé. Après 60 secondes d'ouverture, les deux portes se referment l'une après l'autre grâce à une technologie innovante et un système de temporisation électromagnétique de fermeture automatique des portes (TSA) unique intégré dans la Pegasus.



Différents dispositifs techniques ingénieux agissent simultanément de manière uniforme :

- Ouverture sans effort des portes
- Fermeture silencieuse et uniforme des portes grâce à un amortisseur pneumatique
- Mécanisme automatique de fermeture des portes (60 secondes après ouverture) sans apport de courant électrique (TSA – temporisation électromagnétique de fermeture automatique des portes), basé sur une horloge à impulsion mécanique
- **Nouveauté : un voyant lumineux LED intégré s'allume toutes les 5 secondes, dès l'enclenchement du système d'arrêt des portes ; et un signal sonore se déclenche pour annoncer la fermeture des portes après 55 secondes d'ouverture.**
- Sécurité en cas d'incendie : des thermo-fusibles intégrés assurent une fermeture automatique des portes et des tiroirs ; et le verrouillage des portes s'effectue au moyen d'une serrure à canon (compatible avec le système de fermeture)

Malgré un système de fermeture des portes automatique, l'utilisateur peut toutefois l'interrompre à tout moment. Il est aussi possible de les refermer manuellement, si nécessaire.

Quel type de produit peut-on stocker dans la Pegasus ?

L'armoire de sécurité Pegasus permet le stockage de matières dangereuses et inflammables sur le lieu de travail dans le strict respect des normes de sécurité NF EN 14470-1 (type 90).

Le modèle Pegasus permet de stocker jusqu'à 235 litres de produits dangereux.

Aménagement intérieur de la Pegasus

L'équipement intérieur des modèles Pegasus est modulable : tiroirs ou étagères avec bac de rétention intégrée et caillebotis, intégralement amovibles, pour une adaptation optimale selon les besoins de stockage.

Lieu d'installation de la Pegasus

L'armoire de sécurité Pegasus peut être également installée en zone EEx (zone à fort risque d'explosion) grâce à sa conception mécanique qui lui confère une sécurité maximale.

La Pegasus a été testée et homologuée pour une résistance au feu de 90 minutes, conforme à la norme NF EN 14470-1 (type 90).

Des pieds réglables permettent une meilleure stabilité même sur un sol irrégulier.



Pour plus d'information, consulter le **site officiel asecos** : www.asecos.fr

Renseignements clients auprès d'asecos France : 03 87 78 62 80

Email : contact@asecos.fr

asecos :

Depuis sa création en 1994 par Günther Rossdeutscher et Michael Schrems, la société asecos GmbH se consacre entièrement à la recherche et au développement de produits innovants pour le stockage et la prise en main, en toute sécurité, des produits dangereux.

En tant qu'expert leader en Europe dans le secteur de la sécurité et de la protection de l'environnement lors de la manipulation de produits dangereux, asecos propose plus de 1700 solutions techniques pour un stockage conforme à la législation, pour un transport en toute sécurité ainsi que pour le remplissage, le transvasement ou tout simplement la manipulation de matériaux dangereux – que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. La gamme de produits s'étend des armoires de sécurité et armoires pour bouteilles de gaz ainsi que de l'aménagement de postes de travail pour produits dangereux jusqu'aux contenants pour matières sensibles et inflammables, en passant par des hottes et sorbonnes et des systèmes de bacs.

Aujourd'hui, la stratégie de développement de la société asecos intègre également des solutions de produits plus larges dans le secteur de la protection des non-fumeurs et de l'assainissement de l'air. Les produits sont fabriqués au sein de la maison mère à Gründau.

En Allemagne, la distribution s'organise autour des revendeurs spécialisés et autres partenaires. À l'étranger, la société asecos possède ses propres filiales aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Italie et est représentée par des entreprises partenaires dans les autres pays. Une équipe parfaitement formée est au service des clients pour le contrôle régulier des techniques de sécurité.

Contact presse

Article Onze pour asecos en France

Sandra Epiard

☎ + 33 1 55 60 94 46

sepiard@articleonze.com

203 rue Gallieni

92100 Boulogne-Billancourt

France