

Versanddatum: 06.05.09

Es schreibt Ihnen:
Bianca Niederer
Tel. +49 6051 9220-63
Fax +49 6051 9220-727
E-Mail b.niederer@asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

www.asecos.com
www.smokeandtalk.com

Bewährter Schrank mit neuen technischen Highlights

asecos stellt die neuen G90 Druckgasflaschenschränke vor

Für die Lagerung von Druckgasen sind nach EN 14470-2 typgeprüfte Druckgasflaschenschränke meist die beste Option. Gerade dann, wenn man die Gase direkt oder nahe am Arbeitsplatz benötigt. Es lohnt sich jedoch beim Kauf genau hinzuschauen. Einige der Schränke bestehen nämlich mit zusätzlichem ergonomischem Komfort und technischen Highlights. Die Firma asecos aus Gründau, seit Jahren Experte im Bereich der Sicherheitsschränke, stellt auf der Messe ACHEMA eine ganz neue Generation Ihrer bewährten Druckgasflaschenschränke vor.

Was ist neu?

Durch eine modifizierte Bauweise konnte die Innentiefe der Schränke um 100 mm auf 425 mm vergrößert werden. Der zusätzlich gewonnene Platz schafft Raum für den bequemen Anschluss der Gasflaschen an die Armaturen.

Die optimierte Luftführung aller Druckgasflaschenschränke garantiert einen 120-fachen Luftwechsel bei maximal 150 Pa Druckverlust. Eine gleichmäßige Absaugung am Boden und an der Decke ist gewährleistet.

Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit und Komfort: Die Position des Flaschenhalters kann durch den Kunden individuell in der Tiefe geregelt werden. So ist garantiert das Falschen jedes Durchmessers sicher befestigt werden können.



G90 Druckgasflaschenschrank in 1400 mm Breite

Zusätzlich sind die Druckgasflaschenschränke der neuen Generation mit einer ergonomisch optimierten Einrollklappe ausgestattet. Die neue Klappe kann bequem per Handbedienung ein- oder ausgeklappt werden ohne, dass man sich dabei bücken muss. Optional steht eine auf 350 mm verlängerte, äußerst robuste Einrollklappe als Komfort-Version zur Auswahl. Dank ihrer Länge erzeugt die Klappe einen sehr flachen Winkel und ermöglicht damit ein einfaches Ein- oder Ausbringen der Gasflaschen.

Selbstverständlich sind alle Schrankmodelle nach den erhöhten Prüfanforderungen der EN 14470-2 baumustergeprüft. Damit ist höchstmöglicher Schutz der Druckgasflasche vor kritischer Erwärmung (max. Temperaturerhöhung auf der Oberfläche der Flaschenventilhalters von 50 K nach 90 Minuten) garantiert.

Insgesamt stehen dem Kunden vier Modellgrößen zur Auswahl. Alle Schränke sind 2050 mm hoch und in den Breiten 1400 mm, 1200 mm, 900 mm und 600 mm erhältlich. Detaillierte Informationen zu den neuen Schrankmodellen und der Prüfung der Schränke können über info@asecos.com angefordert werden.

Weitere Informationen:

relatio PR GmbH

Arefeh Shariatmadari

Telefon 089/ 21 02 57 32

E-Mail: arefeh.shariatmadari@relatio-pr.de



Handbedienung der neuen Standard-Einrollklappe

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.