

Wahre innere Größe

Neue Typ 90 Unterbauschränke mit maximierter Innenhöhe

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Es schreibt Ihnen:
Bianca Niederer
Tel. +49 6051 9220-63
Fax +49 6051 9220-727

E-Mail b.niederer@asecos.com
Internet www.asecos.com

Wer: asecos GmbH

Was: Typ 90 Unterbauschränke mit maximierter Innenhöhe
zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen

Wo: Messe A+A Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 2009,
Halle 6, Stand G17/G23

In vielen Laboren ist Stellplatz Mangelware. Es gilt daher den freien Platz unter Laborabzügen und Arbeitsplätzen effektiv zu nutzen. Bewährt haben sich hier Unterbauschränke für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen direkt am Arbeitsplatz. Ganz neu und exklusiv präsentiert das Gründauer Unternehmen asecos typgeprüfte Unterbauschränke die wahre innere Größe beweisen.

Maximierte Innenhöhe

Den asecos Konstrukteuren ist es gelungen die nutzbare Innenhöhe von Unterbauschränken mit Flügeltüren maximal zu vergrößern und das ohne die kompakten Außenmaße zu verändern.

Die neue Schrankgeneration bietet ideale Lagerbedingungen für eine Vielzahl an Behältergrößen bis hin zu den beliebten 30 Liter Großgebinden. Diese Gebindegröße kommt immer dann zum Einsatz, wenn größere Mengen eines Gefahrstoffes benötigt werden und diese möglichst wirtschaftlich beschafft werden sollen. Problematisch war bislang allerdings die Lagerung dieser ausladenden Behälter direkt am Arbeitsplatz. Eine praktikable Lösung für diese

Aufgabenstellung bieten die neuen asecos Unterbauschränke mit maximierter Innenhöhe:

Ausgestattet mit einer 33 Liter fassenden Auszugswanne verbirgt sich hinter der Schranktür der ideale Lagerplatz für 30 Liter Großgebinde. Da die Auszugswanne nicht mit der Tür verbunden ist, kann sie jederzeit separat von Hand bedient werden. Außerdem kann die Wanne auf leichtgängigen Gleitschienen vollständig aus dem Schrank herausgezogen werden, was ein besonders rücken schonendes Ein- und Auslagern ermöglicht. Schwere und unhandliche Gebinde können einfach von oben in die Auffangwanne gestellt werden. Dank der vergrößerten Schrankinnenhöhe ist bei aktiver Lagerung der direkte Anschluss des eingelagerten Gebindes an Ver- und Entsorgungsleitungen problemlos möglich. Der zusätzliche Platz erlaubt es, Anschlussaufsätze und Schläuche leicht und einfach an dem Großgebinde anzubringen. Über spezielle Brandschutzdurchführungen können die Schläuche/ bzw. Rohre direkt vom Behälter durch die Schrankdecke nach außen, z. B. in einen Gefahrstoffarbeitsplatz oder Laborabzug, geführt werden.



Kombiniert mit einer vollausziehbaren Schublade wird der Unterbauschränk zum Multitalent: Die Schublade ist in jeder Position arretierbar und ermöglicht einen sicheren Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde. Ausgestattet mit einer optionalen, zweiten Auszugsebene können in diesem Schrankteil selbst kleine Gebinde wie Flaschen und Dosen übersichtlich gelagert werden.

Für noch mehr Bedienkomfort und Sicherheit sorgen bewährte Details:

Ein 30 mm hoher Sockel und Bockrollen machen den Unterbauschränk mobil. Die clevere Kombination aus Sockel und Rollen ermöglicht ein einfaches Verschieben des Schrankes bei z. B.

Revisions- und Wartungsarbeiten. Integrierte Feststeller fixieren den Schrank anschließend in jeder gewünschten Position.

Selbstverständlich ist der neue Sicherheitsschrank nach den Regeln der EN 14470-1 geprüft und zertifiziert. Er entspricht der höchsten Feuerwiderstandsklasse Typ 90 und schützt die in ihm gelagerten Gefahrstoffe für eineinhalb Stunden vor einem Übergriff der Flammen.

Integrierte Thermoauslöser sorgen für eine Selbstschließung der Schubladen und Türen im Brandfall.

Viele weitere Produkte rund um das Handling und die sichere Lagerung von Gefahrstoffen findet man im aktuellen asecos Katalog „Gefahrstofflagerung und Handling“. Der Katalog kann über info@asecos.com kostenlos unter dem Stichwort „Das Beste für die Industrie“ angefordert werden.

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Tel. +49 6051 9220-0
Fax +49 6051 9220-10
E-Mail info@asecos.com
Internet www.asecos.com / www.smokeandtalk.com

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.