

Versanddatum: 13.05.09

Es schreibt Ihnen:  
Bianca Niederer  
Tel. +49 6051 9220-63  
Fax +49 6051 9220-727  
E-Mail [b.niederer@asecos.com](mailto:b.niederer@asecos.com)

## Verbesserter Bedienkomfort bei der Gefahrstofflagerung

asecos präsentiert den mobilen Unterbauschrank

asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
63584 Gründau

[www.asecos.com](http://www.asecos.com)  
[www.smokeandtalk.com](http://www.smokeandtalk.com)

Nach EN 14470-1 geprüfte und zertifizierte Unterbauschränke sind heute ein fester Bestandteil im Umgang mit Gefahrstoffen. Sie nutzen Nischen unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen perfekt aus und bieten gleichzeitig höchste Sicherheit bei der Lagerung von Gefahrstoffen direkt am Arbeitsplatz.

Unkomfortabel war bisher lediglich das Verschieben und Ver-rücken des Unterbauschrankes. Auf Grund seiner Hochwertigkeit und Stabilität bringt der Schrank ein gewisses Eigen-gewicht mit. Zukünftigen Kraftakten haben die asecos Tüftler jetzt mit einem neuen Detail vorgebeugt: mit einer 30 mm hohen Sockelblende und Bockrollen am Unterbauschrank. Die Erleichterung ist beim Einbau und spätestens bei den regel-mäßigen sicherheitstechnischen Überprüfungen des Schran-kes deutlich spürbar. Dank der neuen Rollen kann dieser nun mit geringem Kraftaufwand in die gewünschte Position ge-bracht werden.

Die Nutzung der Rollen ist denkbar einfach: Integrierte Feststeller können durch Öffnungsschlitze im Sockelbereich mit einem Maulschlüssel eingedreht werden. Dreht man die Feststeller wieder aus fixiert man den Unterbauschrank in der gewünschten Position.



Einfaches Positionieren des Unterbauschrankes dank integrierter Rollen

Als positiver Nebeneffekt können Bodenunebenheiten mit der neuen Ausstattung ausgeglichen werden. Die gewohnten Eigenschaften der asecos Unterbauschränke, wie bspw. die leichtgängigen Schubladen oder Flügeltüren und natürlich die unbedingte Sicherheit im Brandfall, bleiben selbstverständlich erhalten.

asecos GmbH  
Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
63584 Gründau

Tel.       +49 6051 9220-0  
Fax        +49 6051 9220-10  
E-Mail     info@asecos.com  
Internet   [www.asecos.com](http://www.asecos.com) / [www.smokeandtalk.com](http://www.smokeandtalk.com)

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.