

asecos launcht neue Sicherheitsschrankserie

Ab heute ist die neue Typ 90 Sicherheitsschrankserie vom europäischen Marktführer asecos verfügbar. Die neue Konstruktion und Optik steigern die Alltagskompatibilität für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Und das merkt man schon beim Aufstellen des neuen Schrankes bis hin zur täglichen Nutzung.

Neue Konstruktion

Die neue Schrankserie ist in 60, 90 und 120 cm Breite verfügbar. Die Einbringung und der Transport werden durch eine gezielt verbesserte Verwindungssteifigkeit vereinfacht, die durch die Verwendung neuer Materialien erreicht wird. Beim Transportieren unterstützt ein integrierter Sockel sowie eine mobile Transporthilfe, der „Q-Mover“. Dank des Sockels ist selbst beim 60 cm breiten Modell eine stabile Unterfahrbarkeit mit beiden Hubwagengabeln möglich. Mit zusätzlicher Hilfe des Q-Movers können selbst die Sicherheitsschränke in den Breiten 90 und 120 cm problemlos längs und aufrecht von Hand geschoben werden. Dies ermöglicht die Bewegung durch enge Türen und Durchgänge ohne dass die Schränke wie bisher umständlich gekippt oder sonstige Hilfsmittel benutzt werden müssen. Nicht nur die Alltagstauglichkeit steigern die neuen Konstruktionsdetails, sondern auch Sicherheitsaspekte. Serienmäßig ist ein manipulationssicheres Türschloss in jeder Schranktür verbaut, so dass die Entnahme der gefährlichen Stoffe nur von entsprechend befugten Mitarbeitern erfolgen kann. Eine Rot-Grün-Anzeige signalisiert den aktuellen Schließzustand der Türen.



Neues Design

Besonders auffällig ist die neue Optik der Sicherheitsschränke. Bei einheitlich anthrazitfarbenem Korpus sind die Schranktüren in sieben Farben wählbar: Weiß, Lichtgrau, Grün, Blau, Silbergrau, Sicherheitsgelb und Rot stehen zur Auswahl. Dabei sorgt die neue robuste Strukturlackierung für mehr Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Schmutz.

Weitere Informationen sowie die Broschüre zur neuen Schrankserie sind beim Hersteller jederzeit unter info@asecos.com oder www.asecosQ.com erhältlich.

Bildmaterial kann jederzeit **honorarfrei** bei asecos angefordert werden.

Weitere Informationen:

asecos GmbH
Manuela Krawetzke
Tel. +49 6051 9220-785
E-Mail m.krawetzke@asecos.com

Über asecos:

Seit der Gründung im Jahre 1994 widmet sich die asecos GmbH der Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten zur sicheren Gefahrstofflagerung und -erfassung. Europas führender Experte im Bereich Sicherheit und Umweltschutz im Umgang mit Gefahrstoffen bietet mehr als 1.700 technische Möglichkeiten zu gesetzeskonformer Lagerung, sicherem Transport, Ab- und Umfüllung sowie Handling von Gefahrstoffen – innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Die Produktpalette reicht von Sicherheits- und Druckgasflaschenschränken und Gefahrstoffarbeitsplätzen über Absauganlagen, Sorbents und Wannen-systeme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Aktuelle Entwicklungen von asecos umfassen auch weitreichende Produktlösungen im Bereich Nichtraucher-schutz und Raumluftreinigung. Gefertigt wird im Stammhaus in Gründau. Spezialisierte Fachhändler und Partner übernehmen den Vertrieb in Deutschland. Im Ausland wird asecos von eigenen Gesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien sowie von ausgewählten Partnerunternehmen vertreten. Ein gut ausgebildetes Service-Team steht für die regelmäßige sicherheits-technische Überprüfung der Produkte beim Kunden zur Verfügung.