

analytica 24: Moderne Gefahrstofflagerung im Labor

Gründau, 28. Februar 2024 – Die asecos GmbH nimmt vom 9. bis 12. April 2024 an der Laborfachmesse analytica in München teil. Die hessische Expertin für Gefahrstofflagerung und -handling präsentiert in Halle B2 am Stand 111 ihr umfangreiches Produktportfolio für mehr Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung im Labor. Ein besonderes Highlight sind neben dem Sicherheitsschrank V-CLASSIC-90 MULTIRISK und dem GAP LINE ECO verschiedene Modelle der ION-LINE-Sicherheitschränke. Tägliche Fachvorträge im „Forum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit“ informieren zudem über die Arbeit mit Gefahrstoffen und die Sicherheit im Labor.

Innovative und platzsparende Gefahrstofflagerung

Im Laboralltag wird häufig mit vielen verschiedenen Gefahrstoffen in kleinen Mengen gearbeitet. Angepasst an deren Eigenschaften haben Labore verschiedene Typen von Sicherheitschränken angeschafft. Das Ergebnis in der Praxis: Oft sind die Schränke nur teilweise gefüllt. Das ist nicht nur teuer, sondern auch platzraubend. Eine Lösung bietet der V-CLASSIC-90 MULTIRISK von asecos. Dieser Sicherheitsschrank sorgt für ein sicheres, flexibles und energiesparendes Zusammenlagern brennbarer Flüssigkeiten, Säuren und Laugen sowie Giften an nur einem Ort direkt am Arbeitsplatz. Der gesamte Schrank ist aus feuerbeständigen Materialien gefertigt, entspricht der europäischen Norm DIN EN 14470-1 und gewährleistet einen Feuerwiderstand von 90 Minuten. Eine völlig neue Schrankkonstruktion sowie ein integriertes, effizientes Lüftungssystem machen dies möglich.

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und Chemikalien am Arbeitsplatz

Bei Reinigungs- oder Umfüllarbeiten können giftige Gase und Partikel in die Luft gelangen. Modulare Gefahrstoffarbeitsplätze (GAP) garantieren einen sicheren Umgang, indem sie gefährliche Dämpfe oder Gase direkt an der Austritts- oder Entstehungsstelle erfassen, noch bevor sie Gesundheit und Umwelt schädigen können. Die Luftführung ist somit das Herzstück des Gefahrstoffarbeitsplatzes: Sie nimmt sicher die bei Arbeiten im GAP entstehenden Gefahrstoffdämpfe auf und führt sie von der Person weg nach hinten zur Prallwand. Dort leiten definierte Öffnungen die Gefahrstoffe in die Abluftanlage. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde bei den neuen GAP-LINE-ECO-Modellen genau diese Luftführung optimiert.

Lithium-Ionen-Akkus sicher lagern und laden

Lithium-Ionen-Akkus sind heute als Energiespeicher aus Laborgeräten nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, sich der Risiken beim Laden und Lagern bewusst zu sein. Aus diesem Grund hat asecos die ION-LINE entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Typ 90-Schrankserie, die nicht nur Brandschutz von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen bietet. Insbesondere der GS-zertifizierte und geprüfte ION-LINE Ultra überzeugt nicht nur durch ein neues Schrankkonzept, sondern auch durch ein verbessertes Sicherheitskonzept.

Auf der analytica informieren asecos-Experten täglich im „Forum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit“ in Halle B1, Stand 537, mit spannenden und praxisnahen Fachvorträgen über Themen wie den richtigen Umgang mit Gefahrstoffen oder die Laborsicherheit. Das komplette Programm finden Sie auf der analytica-Website.

Fordern Sie für Ihren Besuch auf der analytica [hier](#) eine kostenfreie Messe-Eintrittskarte an.

Bildmaterial finden Sie im Anhang.

Pressekontakt:

asecos GmbH
Katharina Fahrenbruch
Tel. +49 6051 9220-523
Fax: +49 6051 9220-727
E-Mail: k.fahrenbruch@asecos.com

relatio PR GmbH
Sandra Zimmermann
Tel. +49 89 21 02 57-20
Fax: +49 89 21 02 57-19
E-Mail: sandra.zimmermann@relatio-pr.de

asecos GmbH

Die 1994 gegründete asecos GmbH, Europas führende Herstellerin im Bereich Sicherheitsschränke, bietet ihren Kunden hochwertige Produkte und intelligente Lösungen im Umgang mit Gefahrstoffen – innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Das breit aufgestellte Produktportfolio umfasst Sicherheits- und Druckgasflaschenschränke, Gefahrstoffarbeitsplätze und Absauganlagen sowie Sorbents, Wannensysteme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Zudem entwickelt asecos innovative Produktlösungen im Bereich Nichtrauchererschutz und Raumlufreinigung. Am Hauptsitz in Gründau beschäftigt asecos ca. 350 Mitarbeiter, weltweit 400. Im Ausland wird asecos von eigenen Gesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA, Schweden und der Schweiz sowie von ausgewählten Partnerunternehmen weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.asecos.com