

**POR CADA ARMARIO RECIBIRÁ DE REGALO UN RECIPIENTE O CONTENEDOR DE SEGURIDAD,
UNA PAPELERA DE SEGURIDAD, UN HUMEDECEDOR ...**



Armario para productos químicos CS-CLASSIC modelo CS.195.105
puertas batientes (gris claro RAL 7035), 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)



REFERENCIA: 30495-041-30508
PRECIO ESPECIAL: 646 €



Armario para productos químicos CS-CLASSIC modelo CS.195.054
puerta batiente (gris claro RAL 7035), 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)



REFERENCIA: 30561-041-30573
PRECIO ESPECIAL: 530 €



Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056
con puerta con apertura izquierda en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional



REFERENCIA: 31002-061-30076
PRECIO ESPECIAL: 1.083 €



Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086
con puerta en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional



REFERENCIA: 31008-061-30043
PRECIO ESPECIAL: 1.229 €

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal)
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

POR CADA ARMARIO RECIBIRÁ DE REGALO UN RECIPIENTE O CONTENEDOR DE SEGURIDAD, UNA PAPELERA DE SEGURIDAD, UN HUMEDDECEDOR ...



**Armario ecológico
E-CLASSIC modelo
E.195.095**
cuerpo azul genciana
(RAL 5010), puertas gris
claro (RAL 7035) con
3 bandejas tipo cubeta y
1 cubeto de retención de
acuerdo con STAWA-R



**REFERENCIA: 30628
PRECIO ESPECIAL: 441 €**



**Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90
modelo Q90.195.060**
con puerta con abertura izquierda
en gris claro (RAL 7035),
3 bandejas, bandeja perforada y
cubeto de retención (plancha de
acero plastificada)
y panel de zócalo



**REFERENCIA: 30072-041-33600
PRECIO ESPECIAL: 1.556 €**



**Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90
modelo Q90.195.060**
con puerta con abertura
izquierda en amarillo seguri-
dad (RAL 1004),
3 bandejas, bandeja perfo-
rada y cubeto de retención
(plancha de acero
plastificada) y panel de
zócalo



**REFERENCIA: 30072-040-33600
PRECIO ESPECIAL: 1.556 €**



**Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90
modelo Q90.195.120**
con puertas en amarillo
seguridad (RAL 1004),
3 bandejas,
bandeja perforada y
cubeto de retención
(plancha de acero
plastificada), panel de
zócalo opcional



**REFERENCIA: 30001-040-33635
PRECIO ESPECIAL: 2.102 €**

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal)
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

POR CADA ARMARIO RECIBIRÁ DE REGALO UN RECIPIENTE O CONTENEDOR DE SEGURIDAD, UNA PAPELERA DE SEGURIDAD, UN HUMEDECEDOR ...

**Armario de seguridad bajo UB-S-90
modelo UB90.060.110.2S**

gris claro (RAL 7035), armario con profundidad de 574 mm con 2 cubetos de retención (plancha de aceroplastificada) y zócalo móvil (altura 30 mm)



REFERENCIA: 30427-001-30362
PRECIO ESPECIAL: 1.846 €

**Armario bajo de seguridad UB-T-90
modelo UB90.060.059.T**

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero con recubrimiento plástico) y zócalo móvil (altura 30 mm)



REFERENCIA: 30481-001-33763-30478
PRECIO ESPECIAL: 1.118 €

**Armario de seguridad
Q-CLASSIC-30
modelo Q30.195.116**

con puertas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional



REFERENCIA: 31003-061-30003
PRECIO ESPECIAL: 1.413 €

**Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo
S90.196.120.WDAS**

gris claro (RAL 7035), 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero plastificada)



REFERENCIA: 30116-001-30127
PRECIO ESPECIAL: 2.026 €

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal)
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

POR CADA ARMARIO RECIBIRÁ DE REGALO UN RECIPIENTE O CONTENEDOR DE SEGURIDAD, UNA PAPELERA DE SEGURIDAD, UN HUMEDECEDOR ...

**Armario de seguridad bajo UB-S-90
modelo UB90.060.059.050.S**

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero con recubrimiento plástico), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable) y zócalo móvil (altura 30 mm)



REFERENCIA: 30473-001-28863-30478
PRECIO ESPECIAL: 1.159 €

**Armario de seguridad bajo UB-S-90
modelo UB90.060.059.T**

gris claro (RAL 7035), armario con profundidad de 502 mm con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de aceroplastificada) y zócalo móvil (altura 30 mm)



REFERENCIA: 30483-001-30490-30478
PRECIO ESPECIAL: 1.149 €

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal)
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

asecos S.L. - CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2 -
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 902.300.385 - Fax: 902.300.395
www.asecos.es - info@asecos.es

**ARMARIOS CON PEQUEÑOS DAÑOS ESTÉTICOS SUFRIDOS DURANTE EL TRANSPORTE,
QUE NO AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS**

Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero con recubrimiento plástico)



REFERENCIA: 31003-061-30003

PRECIO ESPECIAL: 1.154 €

TRANSPORTE INCLUIDO

PARA MÁS INFORMACIÓN, NO DUDEN EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

asecos S.L. - CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2 -
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 902.300.385 - Fax: 902.300.395
www.asecos.es - info@asecos.es