





- ① Entrée d'air
- ② Ventilateur radial (alimentation d'air)
- ③ Cadre tubulaire en aluminium anodisé
- ④ Flux d'air laminaire haut
- ⑤ Flux d'air laminaire bas
- ⑥ Parois arrière
- ⑦ Sortie d'air




Dimensions (en mm)



- ① Largeur de la hotte
- ② Hauteur de la hotte (hors châssis)
- ③ Profondeur de la hotte (hors châssis)
- ④ Hauteur du châssis
- ⑤ Profondeur du châssis
- ⑥ Largeur utile du plan de travail
- ⑦ Profondeur utile du plan de travail

Goulotte des fluides (eau, air, électricité) et support en option.



	GAP.95.9.6	GAP.95.12.6	GAP.95.18.6	GAP.125.9.7	GAP.125.12.7	GAP.125.18.7
①	900	1200	1800	900	1200	1800
②	1100	1100	1100	1400	1400	1400
③	600	600	600	750	750	750
④	685/865	685/865	685/865	685/865	685/865	685/865
⑤	555	555	555	625	625	625
⑥	795	1095	1695	795	1095	1695
⑦	470/360	470/360	470/360	610/520	610/520	610/520

Accessoires

Standard



Technologie à flux laminaire



Surveillance électronique



Eclairage anti-éblouissement

Options



Plan de travail en inox



Plan de travail en résine mélaminé



Plan de travail en céramique



Goulotte avec prises électriques





Prises électriques additionnelles (sans goulotte)



Alimentation en gaz




Alimentation en eau





Exemple*:


- couvercle
- égouttoir
- évier

*Pièces vendues séparément





taille modulable





Hottes à flux laminaire « GAP »

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau
Telefon: +49 6051 9220-0
Fax: +49 6051 9220-10
Email: info@asecos.de

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
F-57070 Metz
Téléphone: +33 (0)3.87.78.62.80
Télécopie: +33 (0)3.87.78.43.19
Email: info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
E-08120 La Llagosta
Teléfono: +34 902 300 385
Fax: +34 902 300 395
Email: info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
St Albans Enterprise Centre
GB ST 16 3DP Stafford, Staffordshire
Telephone: +44 (0) 1785 2270-90
Fax: +44 (0) 1785 2270-83
Email: info@asecos.co.uk

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden
Téléfon: +31 172 50 64 76
Fax: +31 172 50 65 41
Email: info@asecos.nl

asecos Italia

Sicurezza e tutela dell'ambiente
Via Gabriele D'Annunzio 8/6
I-55011 Altopascio (LU)
Telefono: +39 0586 570 086
Fax: +39 0583 276 181
Email: info@asecos.it

Photos et images non contractuelles, sous réserves de modifications !