


asecos®

Das asecos 360° Mietkonzept – rundum sicher





»»» Miete von Sicherheitsschränken – die moderne Art, Sicherheitsschränke zu beschaffen, für Industrie, Labor, Handel und Handwerk.

Maximilian Mosig, Technischer Vertriebsinnendienst und asecos Mietexperte

360° Miete = Sicherheit rundum

Sie entscheiden sich für das 360° Mietprogramm – asecos kümmert sich um den Rest. Gestaltet als Komplettpaket können Sie sich nach Auswahl Ihres Sicherheitsschranks entspannt zurücklehnen. **Denn sämtliche Serviceleistungen für Ihren Schrank sind während der gesamten Mietdauer inklusive.** Die günstigen monatlichen Mietraten decken die vom Gesetzgeber empfohlene jährliche sicherheitstechnische Überprüfung inklusive aller Ersatzteile und Arbeitszeiten ab. Auf Sie kommen keine weiteren Kosten zu! Durchgeführt wird der Service von perfekt ausgebildeten asecos Servicetechnikern – denn diese kennen jedes Detail der asecos Produkte.

Alle Vorteile auf einen Blick

- ››› Keine Finanzierungskosten oder Kapitalbindung durch den Kauf
- ››› Kein Verschleißrisiko
- ››› Günstige Monatsraten
- ››› Immer auf dem aktuellen Stand der Technik
- ››› Automatische Terminvereinbarung sowie bevorzugte Behandlung bei der Vergabe von Serviceterminen
- ››› Maximale Sicherheit dank moderner Typ-90-Technologie
- ››› Flexibilität bei der Schrankaufstellung – bei vielen Modellen auch mit integriertem Umluftfilteraufsatz



Alles inklusive – die Leistungen der asecos 360° Miete

- ››› Anlieferung der Mietschränke direkt an die Verwendungsstelle
- ››› Jährliche sicherheitstechnische Überprüfung der Mietschränke und Umluftfilteraufsätze
- ››› Alle Anfahrtkosten für notwendige Serviceeinsätze inklusive
- ››› Jährlicher Filterwechsel der Umluftfilteraufsätze
- ››› Garantie während der gesamten Mietdauer
- ››› Alle Reparaturkosten inklusive
- ››› Abholung des Sicherheitsschranks nach Ablauf des Mietzeitraums

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion und Bauweise.



2

Die Schranktüren lassen sich gleichzeitig und leichtgängig mit einer Hand öffnen. Die Gefahren des Gebinde-Handlings werden mit der komfortablen Einhandbedienung maßgeblich reduziert.



3

Das Ein- und Auslagern von Gebinden ist dank der integrierten Türfeststellanlage komfortabel und sicher. Die Türen schließen automatisch nach ca. 60 Sekunden.



4

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt. Geeignet für den stehenden Transport durch Standardtüren in Kombination mit dem optional erhältlichen Q-Mover.



5

Die Schränke sind in bis zu fünf Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



6

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



7

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



Sicherheitsschrank mit Flügeltüren Q90.195.120.WDAC für brennbare Gefahrstoffe

Inneneinrichtung mit

- » 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » Inkl. Umluftfilteraufsatz UFA.025.030



Bestell-Nr.: 30002-040-30003 + 39306

Ab 156,- € / Monat



Sicherheitsschrank mit Flügeltüren Q90.195.090.WDAC für brennbare Gefahrstoffe

Inneneinrichtung mit

- » 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » Inkl. Umluftfilteraufsatz UFA.025.030

Bestell-Nr.: 30042-040-30043 + 39306

Ab 154,- € / Monat

Sicherheitsschrank mit Flügeltüren Q90.195.060.WDAC für brennbare Gefahrstoffe

Inneneinrichtung mit

- » 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- » Inkl. Umluftfilteraufsatz UFA.025.030



Bestell-Nr.: 30074-040-30076 + 39306

Ab 137,- € / Monat

Bei den oben aufgeführten Sicherheitsschränken handelt es sich um Beispielkonfigurationen. Sie haben die Möglichkeit, viele weitere Sicherheitsschränke von asecos zu mieten. Sprechen Sie uns gerne für ein individuelles Angebot an – unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

ION-LINE

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen
Schränkmodelle für erweiterte Sicherheitsanforderungen – so profitieren Sie von den Vorteilen der ION-LINE PRO:

1

Durch LED Anzeige und optische/akustische Alarmerkennung erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Schranktüren öffnen zu müssen.



2

Das Brandunterdrückungssystem löst bei einem Brand im Schrank automatisch aus.



3

Rauchmelder und Temperatursensor erkennen sogar Entstehungsbrände und können Alarmerkennung frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.



4

Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarmerkennung umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Relais- oder Fernmeldemodul.



5

Durch den aufgesetzten Entlüftungsaufsatz verhindern Sie Wärmestaus beim Laden der Akkus.



6

Bequemes Ein- und Auslagern – öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand.



7

Ihre Akkus laden Sie sicher – dank hochwertiger Schutzkontakt-Steckdosen im brandgeschützten Schrankinnenraum.



8

Die automatische 2-Punktverriegelung verschließt die Schranktüren dauerhaft und sicher.



9

Dank integriertem Transportsockel können Sie den Schrank sofort evakuieren und an eine sichere Stelle im Freien transportieren.



Sicherheitsschrank **IO90.195.120.PC.WDC** für die aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Inneneinrichtung mit

- » 4 x Fachboden isoliert, Tragkraft: 75 kg, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » 4 x Steckdosenleiste in EU-Ausführung
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 2,6 Liter, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » Brandwarnsystem inkl. integriertem Entlüftungsaufsatz optional mit Brandunterdrückungssystem
- » Inkl. Fernmeldemodul – Alarmweiterleitung per Nachricht an ein Mobiltelefon Ihrer Wahl, mit Stecker Typ C CEE 7/16



Bestell-Nr.: 41269-047-41392 + 38765

Ab 192,- € / Monat

Sicherheitsschrank **IO90.195.060.CC.WDC** für die aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Inneneinrichtung mit

- » 4 x Fachboden isoliert, Tragkraft: 25 kg, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » 2 x Steckdosenleiste in EU-Ausführung (insgesamt 2 Stück)
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 1 Liter, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » Inkl. Brandwarnsystem
- » Inkl. Fernmeldemodul – Alarmweiterleitung per Nachricht an ein Mobiltelefon Ihrer Wahl, mit Stecker Typ C CEE 7/16



Bestell-Nr.: 42896-047-41366 + 38765

Ab 121,- € / Monat

Sicherheitsschrank **IO90.195.120.CS.WDC** für die passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Inneneinrichtung mit

- » 4 x Fachboden isoliert, Tragkraft: 75 kg, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 3 Liter, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
- » Inkl. Brandwarnsystem
- » Inkl. Fernmeldemodul – Alarmweiterleitung per Nachricht an ein Mobiltelefon Ihrer Wahl, mit Stecker Typ C CEE 7/16



Bestell-Nr.: 42902-047-41387 + 38765

Ab 144,- € / Monat

Bei den oben aufgeführten Sicherheitsschränken handelt es sich um Beispielkonfigurationen. Sie haben die Möglichkeit, viele weitere Sicherheitsschränke von asecos zu mieten. Sprechen Sie uns gerne für ein individuelles Angebot an – unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Was Sie wissen sollten:

Mietlaufzeit

Der Mietvertrag wird für eine Laufzeit von vier Jahren mit Option auf Laufzeitverlängerung geschlossen. Nach Ablauf der Mindestmietzeit verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des Mietjahres schriftlich gekündigt wird. Nach Ablauf der Mietzeit wird der Sicherheitsschrank von asecos abgeholt.

Garantieleistungen

Die Garantie der 360° Miete gilt nur unter sachgemäßer Verwendung der Mietgegenstände und unter Beachtung der Hinweise zum Betrieb von Gefahrstoffschränken (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantie ausgeschlossen sind Inneneinrichtungsteile der Sicherheitsschränke und die Übernahme von jeglichen Folgeschäden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung verursacht wurden oder auf Schäden, die durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Brand, Explosion oder Wasserschäden zurückzuführen sind.

Inklusivleistungen

Das asecos 360° Mietkonzept ist als Gesamtpaket gestaltet. Dem Nutzer des Sicherheitsschranks entstehen während der Nutzung neben den monatlichen Mietraten keine weiteren Kosten. Die Miete deckt während der Mindestmietzeit bis zu drei Ersatzfilter bei den Schrankmodellen der Q- und UB-LINE ab (jährlicher Filterwechsel). Bei einer Laufzeitverlängerung ist ein Ersatzfilter pro Jahr inklusive. Werden mehr Filter benötigt, müssen Sie diese gemäß Listenpreis kaufen.

Alle Anfahrts- und Reparaturkosten sind enthalten. Termine für die sicherheitstechnische Überprüfung werden automatisch mit Ihnen vereinbart. Ihr Schrank ist somit immer perfekt gewartet und Sie genießen Rechtssicherheit.





ascos
Q
CC
EN 14476-1

ascos
EN 14476-1
90

WWW.asecos.com

Interessiert?

Dann kontaktieren Sie uns:
info@asecos.com

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huygensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n - Ed. CIM Vallés, Planta 11
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

☎ +1 (917) 362 5014
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
SE-75454 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
@ info@asecos.se